

خلاصه نحوه نگهداری تجهیزات پزشکی آمبولانس های مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی استان (۱)

الف- نحوه نگهداری باتری الکتروشوک GS CORPULS

- * با کلید Defii دستگاه را روشن نمایید- با کلید Energy میزان ژول مورد نیاز را انتخاب کرده و برای دستیابی به ژول ۱۵۰ یا ۲۰۰ ژول می توان از کلید شماره ۵ استفاده نمود.
- * با فشار دادن یکی از پدلهای APEX یا sternum دستگاه را شارژ کنید.
- * با فشار دادن همزمان ۲ پدل (APEX و Sternum) می توان اعمال شوک کرد.

ب- طرز نگهداری از باتری الکتروشوک GS CORPULS

- * ابتدا شارژر را به دستگاه وصل نمایید که متعاقبا چراغ سبز رنگ پایین دستگاه روشن شده و تا هنگامیکه چراغ سبز رنگ به حالت چشمک زن در نیامده شارژر را از برق نکشید.
- * زمانی که چراغ به صورت چشمک زن در آمد یعنی دستگاه به طور کامل شارژ شده است.
- * برای طولانی شدن عمر باتری به نکات ذیل توجه نمایید:
- * دستگاه را همراه یکبار روشن نموده و در حالت مانتورینگ گذاشته تا شارژ دستگاه کاملا تخلیه شود، پس از اطمینان از خالی شدن شارژ دستگاه، مجددا دستگاه را به شارژر نمایید
- * هنگام استفاده از دستگاه باید شارژر را از دستگاه جدا نموده و از باتری آن استفاده شود.

ب- نحوه نگهداری پالس اکسی متر Novamatrix 513

- پالس اکسی مترهای پرتابل ۵۱۳ با باتری قلمی کار میکنند.
- * در هنگام جاناندازی باتری دستگاه از صحیح قرار گرفتن باتری ها اطمینان حاصل کنید.. (به هیچ عنوان باتری ها را اشتباه جاناندازی نکنید)
- حدالمدور سعی کنید پروپ پالس اکسی متر (سیم وانگشتی) پیچ خوردگی و تاشدگی نداشته باشند.
- حتما پالس اکسی متر در درون محافظ زرد رنگ (محافظ کنترل مخصوص) قرار گرفته باشد.
- از قرار دادن دستگاه در جلوی نور خورشید پرهیز نمایید.
- برای ضد عفونی دستگاه و پروپ آن فقط از الکل ایزوپروپیل ۷۰ درصد و یا گلو تارال دید ۲ درصد در حالت خاموش استفاده نموده به طوریکه با گاز آغشته به محلولهای فوق الذکر دستگاه را تمیز نموده و سپس با گاز خشک نمایید.

آسان نفس

آسان نفس برای تسهیل استفاده از داروهای استنشاقی برای درمان آسم شناخته شده است.
۱- درپوش دهنی اسپری و آسان نفس را بردارید.

۲- دهنی اسپری را به قسمت ورودی اسپری آسان نفس وارد کنید.

از باز شدن کامل باله های لاستیکی محافظ در قسمت ورودی آسان نفس مطمئن شوید.

۳- اسپری و آسان نفس را که به هم متصل شده اند، ۲ یا ۳ بار تکان دهید.

۴- دهنی آسان نفس را درون دهان خود قرار دهید و لبهای خود را به دور دهنی فشار دهید.

۵- به طور طبیعی عمل بازدم را انجام دهید و اسپرس را یکبار فشار دهید (یک پاف) ، تا مقدار معین دارو تخلیه شود.

بلافاصله و به آرامی با دهان نفس عمیق بکشید و این کار تا پر شدن کامل ریه ادامه دهید.

شنیدن صدای سوت نشانه آن است که سریعتر از حد مجاز نفس می کشید. در این صورت تنفس خود را آرامتر کنید و به نفس کشیدن ادامه دهید.

۶- آسان نفس را از دهان خود بیرون بیاورید و نفس خود را به مدت ۵ تا ۱۰ ثانیه حبس کنید تا دارو کاملاً در ریه ته نشین شود. سپس به طور طبیعی عمل بازدم را انجام دهید.

۷- اگر پزشک معالج شما بیش از یکبار اسپری کردن (پاف) را در هر نوبت تجویز کرده است ، باید بین دو اسپری متوالی حداقل به مدت ۳۰ ثانیه صبر کنید. (یا به دستورالعمل سازنده در مورد فاصله زمانی بین دو اسپری توجه کنید) سپس مراحل ۳ تا ۶ را تکرار نمایید.

توجه داشته باشید هرگز ۲ اسپری (دو پاف) را به صورت همزمان در آسان نفس انجام ندهید.

۸- بعد از استفاده ، اسپری را از آسان نفس جدا کنید و در پوش آن را بر روی دهنی قرار دهید. برای آسانی حمل ، می توانید قسمت بالای آسان نفس را مطابق شکل باز کنید و اسپری را در داخل محفظه قرار دهید و سپس بخش بالایی را دوباره ببندید.

عینک محافظ

عینک محافظ برای جلوگیری از تماس ترشحات و خون بیماران و مصدومین با مخاطات چشم تکنسینهای فوریت پزشکی

مورد استفاده قرار می گیرد.